```
-----
          = = BAUMER = =
        = STERILIZA =
DATA: 24/04/2025 HORA: 16:49:04
NUMERO DE CICLOS: 001443
CODIGO DE CARGA:
  MANUTENCAO PERIODICA PENDENTE
PROGRAMA 06: Bowie&Dick
TEMPERATURA: 134.0 oC
TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 210 seg.
PULSOS DE VACUO: 4
TEMPO DE SECAGEM: 1 min.
HORA
       PT1 TE1
        barA oC
                      οС
-----
16:49:09 OPERACAO 1: PULSOS DE VACUO
PULSO DE VACUO
16:54:09 0.30
               69.4
                       70.3
PULSO DE VAPOR
                       79.9
16:54:44
        1.15
PULSO DE VACUO
16:56:22
        0.30
                       77.7
PULSO DE VAPOR
                92.0
16:56:49
                       91.3
        1.15
PULSO DE VACUO
16:58:25
        0.30
                       79.6
PULSO DE VAPOR
16:58:51
         1.15
                92.5
                       92.3
PULSO DE VACUO
17:00:25
        0.30
               78.1
                       80.7
PULSO DE VAPOR
                       92.5
17:00:49 1.15
17:01:19 OPERACAO 2: ESTERILIZACAO
17:02:03
        2.06
               115.9
                       115.1
F0: 000:00
17:03:03
        2.25
               123.5
                       123.3
F0: 000:00
17:04:03
        2.49
               126.2
                       126.0
F0: 000:00
17:05:03
        2.54
               128.3
                       128.1
F0: 000:00
        2.74
               129.8
                       129.7
17:06:03
F0: 000:00
17:07:03
        2.70
               131.1
                       130.7
F0: 000:00
17:08:03
               130.2
                       130.1
        2.77
F0: 000:00
17:09:03
        2.81
               132.4
                       132.2
F0: 000:00
17:10:03
        2.97
               134.5
                       134.3
F0: 000:00
INICIO TEMPO DE ESTERILIZACAO
17:10:09
         3.01
               134.3
                       134.1
17:11:03
               134.6
                       134.6
        3.07
F0: 057:00
         3.07
               134.3
                       134.4
17:12:03
F0: 117:00
17:13:03
        3.03
               134.3
                       134.3
F0: 176:00
17:13:40 OPERACAO 3: SECAGEM
17:14:03
               126.4
        1.93
                       127.3
F0: 210:00
17:15:03
        0.72
               102.9
                       105.2
F0: 210:00
INICIO TEMPO DE SECAGEM
17:15:35
        0.30
                83.2
                       91.2
                81.2
17:16:03
                       89.9
        0.14
F0: 210:00
17:16:34 OPERACAO 4: AERACAO
17:17:03
        0.57
                85.5
                       93.3
F0: 210:00
                86.5
17:18:03
         0.96
                       91.7
F0: 210:00
FIM DE CICLO
                17:18:32
ESTERILIZACAO - INICIO: 17:10:09
ESTERILIZACAO - FIM:
```

T. MIN. ESTER.: 134.2 oC T. MAX. ESTER.: 134.7 oC	17:10:10 17:10:31
DURAÇÃ O TOTAL:	29 min.
OPER.:	
SUP.:	