```
-----
          = = BAUMER = =
        = STERILIZA =
DATA: 25/04/2025 HORA: 10:47:56
NUMERO DE CICLOS: 001450
CODIGO DE CARGA:
  MANUTENCAO PERIODICA PENDENTE
PROGRAMA 06: Bowie&Dick
TEMPERATURA: 134.0 oC
TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 210 seg.
PULSOS DE VACUO: 4
TEMPO DE SECAGEM: 1 min.
HORA
       PT1 TE1
        barA oC
                      οС
-----
10:48:01 OPERACAO 1: PULSOS DE VACUO
PULSO DE VACUO
10:50:20 0.30
               74.0
                       80.0
PULSO DE VAPOR
        1.15
                82.8
                       84.5
10:50:38
PULSO DE VACUO
10:52:03
        0.30
                       87.4
PULSO DE VAPOR
                87.6
10:52:21
                       89.8
         1.15
PULSO DE VACUO
10:53:44 0.30
                       88.3
PULSO DE VAPOR
10:54:03
         1.15
                89.2
                       91.2
PULSO DE VACUO
10:55:30
        0.30
                82.9
                       87.0
PULSO DE VAPOR
10:55:49 1.15
                       91.5
10:56:19 OPERACAO 2: ESTERILIZACAO
10:56:55
        2.06
               116.1
                       115.2
F0: 000:00
10:57:55
        2.26
               123.8
                       123.3
F0: 000:00
10:58:55
        2.41
               126.6
                       126.0
F0: 000:00
10:59:55
        2.64
               128.4
                       128.1
F0: 000:00
        2.81
               130.6
                       130.3
11:00:55
F0: 000:00
11:01:55
        2.83
               130.5
                       130.4
F0: 000:00
11:02:55
               129.9
                       130.0
        2.65
F0: 000:00
11:03:55
        2.93
               132.2
                       132.2
F0: 000:00
INICIO TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO
        3.04
               134.3
11:04:55
                       134.3
11:04:55
        3.05
               134.3
                       134.3
F0: 003:00
11:05:55
        3.05
               134.3
                       134.4
F0: 063:00
        3.08
               134.5
                       134.5
11:06:55
F0: 123:00
11:07:55
        3.04
               134.7
                       134.7
F0: 183:00
11:08:25 OPERACAO 3: SECAGEM
11:08:55
               123.3
        1.74
                       124.3
F0: 210:00
11:09:55
        0.53
                96.6
                      102.5
F0: 210:00
INICIO TEMPO DE SECAGEM
11:10:16 0.29
                89.1
                       97.2
11:10:55
                95.1
                       98.4
        0.12
F0: 210:00
11:11:14 OPERACAO 4: AERACAO
11:11:55
       0.69
               92.9
                      97.3
F0: 210:00
11:12:55
        0.98
                89.2
                       93.6
F0: 210:00
FIM DE CICLO
                11:13:09
ESTERILIZACAO - INICIO: 11:04:55
ESTERILIZACAO - FIM:
                         11:08:23
```

T. MIN. ESTER.: 134.3 oC T. MAX. ESTER.: 134.7 oC	11:04:55 11:05:15
DURAÇÃO TOTAL:	25 min.
OPER.:	
SUP.:	